



PREMIUM
starline
THREAD

GRAN
EXPERIENCIA

CONSTANTE
INVESTIGACIÓN

PRECIO
COMPETITIVO

starline



DR LIFT
COMPANY

¿POR QUÉ ELEGIR STARLINE?

- Aprobado por C.E, ISO, KFDA, GMP, INVIMA.
- Técnica patentada de torsión 3D de 360 molding.
- Fabricados en corea del sur y exportada a más de 40 países.
- Hilo absorbible funcional con componente de PDO y HA.
- Gran experiencia, constante investigación, precio competitivo.
- Alta resistencia a la tracción.

STARLINE TIENEN VARIEDAD DE MATERIALES PARA LOS HILOS

PDO

- Es un material seguro, ha utilizado para coser heridas en hospitales desde 2001.
- Es seguro porque se adsorbe dentro de los 180 días posteriores al procedimiento.
- Es eficaz para la elasticidad de la piel, mejora de arrugas, blanqueamiento, levantamiento.

PLLA

- Polilactico de Quinta generación de sutura de polímero extraída de plantas aprobado por los EE.UU.FDA Y KFDA
- Eficaz para la voluminización de la cara y la corrección de cicatrices antiestéticas.
- Optimizar el resultado del tratamiento.
- Apariencia de la sutura: Incoloro.

PCL

- Nueva Generación de Hilos.
- Biomaterial basado en Policaprolactona(PCL)
- Es un material muy maleable y a la vez muy resistente.

PGA

- La sutura quirúrgica PGA es una sutura quirúrgica sintética reabsorbible, trenzada con un número apropiado de fibras de ácido poliglicólico. La sutura PGA está revestida con co-polímero de policaprolactona. se reabsorbe completamente entre los 50 y 90 días.

GOLD

































- Genera blanqueamiento de la piel, activa la circulación sanguínea a través de la reacción iónica y una mayor persistencia.
- Hilo recubierto del 99.99% oro puro.

PDO+ACIDO HIALURONICO

- Nuestro hilo en particular no está simplemente recubierto en la superficie del hilo
- HA es como un componente en el propio hilo. Permanece dentro de la piel y proporciona hidratación durante más de 200 días.
- Ha funciona como un componente del hilo, no solo recubierto.
- Suministra humedad activamente, permanece más de 200 días dentro de la piel.



STARLINE TIPOS DE SUTURA

REFERENCIA	SUTURA	PRESENTACIÓN	TIPO
MONO	MONOFILAMENTO		AGUJA
SCREW	TORNILLO		AGUJA
DOBLE	DOBLE TORNILLO		AGUJA
TWIN	TRENZA		AGUJA
TWIN SCREW	TRENZA TORNILLO		AGUJA
TRIPLE	TRIPLE TRENZA		AGUJA
E	EYES TORNILLO		CANULA U
G LINE	ORO TORNILLO		AGUJA
MULTI	MULTIFILAMENTO (PGA)		AGUJA
BOOM-6	MULTIFILAMENTO 6 HILOS		CANULA L
BOOM-7	MULTIFILAMENTO 7 HILOS		CANULA L
BOOM-10	MULTIFILAMENTO 10 HILOS		CANULA L
MESH COVER	MALLA		CANULA W
RHINO	NARIZ COG 360		CANULA L
NANO	COG TORNILLO 360		AGUJA
CANULA L	COG 360		CANULA L
CANULA W	COG 360		CANULA W
CLL	COG DOBLE EXTRA LARGO 360		CANULA L
CWL	COG DOBLE EXTRA LARGO 360		CANULA W
CSL	COG DOBLE EXTRA LARGO TORNILLO 360		CANULA L
ACL	COG 360. 2 TIPOS DE HILO		CANULA L
ACW	COG 360. 2 TIPOS DE HILO		CANULA W
COG MESH	COG MALLA 360 VOLUMEN		CANULA L
COG MESH	COG MALLA 360 VOLUMEN		CANULA W
M1	MOLDING COG		CANULA L, W
M2	MOLDING COG		CANULA L, W
TM1	TÉCNICA PATENTADA DE TORSIÓN 3D DE 360 MOLDING		CANULA W
TM3	TÉCNICA PATENTADA DE TORSIÓN 3D DE 360 MOLDING		CANULA W
TM5	TÉCNICA PATENTADA DE TORSIÓN. MOLDING COG GRANDE		CANULA W
DOBLE ARM	DOBLE AGUJA MOLDING COG 360		AGUJA ROMA
DOBLE ARM M1	DOBLE AGUJA MOLDING COG		AGUJA ROMA
VA	DOBLE CÁNULA COG 360		DOBLE CANULA L

LA EVOLUCIÓN MÁS EXTREMA DE LA SERIE TM


SERIE TM DIFERENTE

- Evolucionamos una y otra vez ahora presentamos lo último en tecnología e investigación.
- Usando la técnica de giro de rotación de 360 grados, ayuda a adherirse al tejido de la piel en todo el lugar de manera estable con una ubicación bien equilibrada.
- Conoce nuestro producto que estará a la altura de tu necesidad.

TÉCNICA DE TORSIÓN 3D 360°

Conozca un nivel diferente de persistencia y estabilidad con la fuerza de tracción creada por las poderosas proyecciones tridimensionales.


Durabilidad más prolongada y equilibrada
Hace un líder fuerte y poderoso
Pero, menos dolor



360 Engranaje espiral 3D













Superior Resistencia a la tracción




Técnica de torsión patentada

¡Más apretado! ¡Pero siéntete más cómodo!

	ENGRANAJE EXISTENTE	TM SERIES
TRACCIÓN DEL TEJIDO DE LA PIEL		
FORMA		 TM1  TM3  TM5
FUERZA DE ENGRANAJE		 Crecente
DOLOR		 Decrecente

Espaciando las púas son más densas y múltiples, podrían sostener el tejido de la piel y conducir en una dirección determinada con un poder de equilibrio para que se sienta cómodo dentro de su piel. Y está optimizado para reducir el dolor y el daño.

La mejor aplicación para la serie TM



NUEVA SUTURA

ABSORBIBLE FUNCIONAL



PDO

+ HA
Ácido Hialurónico

Hilo de sutura
biodegradable

NUEVO HILO

EFFECTO

Nuestro hilo en particular no está simplemente recubierto en la superficie del hilo. HA es como un componente en el propio hilo. Permanece dentro de la piel y proporciona hidratación durante más de 200 días

- ✓ HA funciona como **un componente del hilo**, no solo recubierto.
- ✓ Suministra **humedad activamente**.
- ✓ Permanecer **más de 200 días dentro de la piel**.

TIPO DE AGUJA



MONO



SCREW



EYE CANNULA




BOOM SERIES



20
HILOS
POR EMPAQUE

STARLINE MONO

- ▶ Monofilamento básico.
- ▶ Eliminación de arrugas.
- ▶ Mejora la flacidez.
- ▶ Fácil de colocar.
- ▶ **Área de aplicación**
Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas.




TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	31G	25mm	7-0	30mm	○	○		○
		12mm		16mm	○	○		
	30G	38mm	6-0	50mm	○	○	○	○
		25mm		30mm	○	○	○	○
		19mm		16mm	○	○	○	
		13mm		15mm	○	○	○	
	29G	60mm	6-0	80mm	○	○	○	○
		50mm		70mm	○	○	○	○
		38mm		50mm	○	○	○	○
	27G	25mm	5-0	30mm	○	○	○	○
		90mm		150mm	○	○	○	○
		60mm		80mm	○	○	○	○
		50mm		70mm	○	○	○	○
	26G	38mm	5-0	50mm	○	○	○	○
		90mm		150mm	○	○	○	○
		60mm		80mm	○	○	○	○
50mm		70mm		○	○	○	○	
		38mm		50mm	○	○	○	○

STARLINE SCREW

- ▶ Hilo en forma de tornillo alrededor de la aguja.
- ▶ Efecto volumen al producir mas colágeno.
- ▶ **Área de aplicación**
Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves.

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	30G	38mm	6-0	50mm	○	○	○	○
		25mm		30mm	○	○	○	○
	29G	60mm	6-0	90mm	○	○	○	○
		50mm		70mm	○	○	○	○
		38mm		50mm	○	○	○	○
	27G	25mm	6-0	30mm	○	○	○	○
		90mm		140mm	○	○	○	○
		60mm		80mm	○	○	○	○
		50mm		70mm	○	○	○	○
	26G	38mm	5-0	50mm	○	○	○	○
		90mm		150mm	○	○	○	○
		70mm		90mm	○	○	○	○
60mm		80mm		○	○	○	○	
		38mm		50mm	○	○	○	○



STARLINE DOUBLE SCREW

- ▶ 2 hilos monofilamento en forma de tornillo alrededor de la aguja.
- ▶ Gran efecto de volumen.
- ▶ **Área de aplicación**
Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves.

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	27G	60mm	7-0	90mm	○			
		38mm		50mm	○			
	26G	50mm	6-0	90mm	○			
	25G	60mm	6-0	90mm	○			






STARLINE TWIN

- ▶ 2 hilos monofilamento entrelazados.
- ▶ Mayor efecto regenerador, redencificador y voluminizador.

Área de aplicación

- ▶ Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves.

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	29G	60mm	7-0	90mm	○			
		90mm		140mm	○	○		
	27G	60mm	7-0	80mm	○	○		
		50mm		70mm	○	○		
		38mm		50mm	○	○		
	26G	90mm	7-0	140mm	○	○		
		60mm		80mm	○	○		
		50mm		70mm	○	○		
		38mm		50mm	○	○		





STARLINE TWIN SCCREW

- ▶ 2 hilos monofilamento entrelazados alrededor de la aguja en forma de tornillo.
- ▶ Genera un estímulo doble en la producción de nuevas fibras de colágeno y elastina.

Área de aplicación

- ▶ Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	27G	90mm	7-0	140mm	○	○		
		60mm		80mm	○	○		
		50mm		70mm	○	○		
		38mm		50mm	○	○		
	26G	90mm	7-0	140mm	○	○		
		60mm		80mm	○	○		
		50mm		70mm	○	○		
		38mm		50mm	○	○		





STARLINE TRIPLE

- ▶ 3 hilos monofilamento entrelazados.
- ▶ El tejido celular se adhiere por un mayor tiempo.
- ▶ Maximiza la generación de colágeno por su forma curvada.

▶ Área de aplicación

Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	27G	90mm	7-0	140mm	○			
		60mm		80mm	○			
		50mm		70mm	○			
		38mm		50mm	○			
	26G	90mm	7-0	140mm	○			
		60mm		80mm	○			
		50mm		70mm	○			
		38mm		50mm	○			




STARLINE E

- ▶ Hilo monofilamento especial para eliminar arrugas alrededor de los ojos
- ▶ En forma de tornillo alrededor de la cánula U.
- ▶ Sin dolor , sin hematomas.

▶ Área de aplicación

debajo de los ojos


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
U Type	30G	38mm	6-0	50mm	○	○	○	○
		25mm		35mm	○	○	○	○
	29G	38mm	6-0	50mm	○	○		
		25mm		35mm	○			



STARLINE G LINE

- ▶ Hilo de un 99.99% Oro puro
 - ▶ Efecto blanqueador, al estimular la reacción iónica.
 - ▶ Estimula el torrente sanguíneo.
 - ▶ Mayor duración que los PDO debido al punto de fusión tardío.
- ▶ **Área de aplicación**
Rostro completo, Debajo de los ojos, Arrugas suaves



TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	GOLD
Sharp	30G	50mm	5-0	65mm	○
		38mm		50mm	○
		25mm		32.5mm	○
		13mm		65mm	○
	29G	50mm	5-0	65mm	○
		38mm		50mm	○
		25mm		32.5mm	○
		13mm		15mm	○



STARLINE MULTI

- ▶ hilos multifilamento de ácido poli glicólico (PGA).
 - ▶ Efecto rejuvenecimiento rápido, PGA se descompone 2 veces más rápido que los PDO.
 - ▶ Mayor efecto voluminizador.
- ▶ **Área de aplicación**
Rostro Completo, Arrugas Normales

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PGA	
Sharp	30G	38mm	6-0	50mm	○	
		25mm		30mm	○	
	29G	60mm	6-0	80mm	○	
		50mm		70mm	○	
		38mm		50mm	○	
		25mm		30mm	○	
	27G	90mm	5-0	140mm	○	
		60mm		80mm	○	
		50mm		70mm	○	
		38mm		50mm	○	
	26G	90mm	5-0	140mm	○	
		70mm		90mm	○	
		60mm		80mm	○	
		50mm		70mm	○	
			38mm		50mm	○





10
HILOS
POR EMPAQUE

STARLINE BOOM - 6

- ▶ Fabricado con 6 hilos.
 - ▶ Potente producto estimulante de colágeno.
 - ▶ Mayor efecto voluminizador.
 - ▶ Llega a múltiples áreas en vía subcutánea.
- ▶ **Área de aplicación**
Pliegue nasolabial, patas de gallo, línea de marioneta, frente, glabella


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	60mm	6-0	80mm	○	○	○	○
		38mm		50mm	○	○	○	○



STARLINE BOOM - 7

- ▶ Fabricado con 7 hilos.
 - ▶ Potente producto estimulante de colágeno.
 - ▶ Mayor efecto voluminizador.
 - ▶ Llega a múltiples áreas en vía subcutánea.
- ▶ **Área de aplicación**
Pliegue nasolabial, patas de gallo, línea de marioneta, frente, glabella


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	90mm	6-0	150mm	○			○
		60mm		80mm	○	○		○
		38mm		50mm	○	○		○



STARLINE BOOM - 10

- ▶ Fabricado con 10 hilos.
 - ▶ Potente producto estimulante de colágeno.
 - ▶ Mayor efecto voluminizador.
 - ▶ Llega a múltiples áreas en vía subcutánea.
- ▶ **Área de aplicación**
Pliegue nasolabial, patas de gallo, línea de marioneta, frente, glabella

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	60mm	7-0	80mm	○			
		38mm		50mm	○			





STARLINE MESH COVER

- ▶ Fabricado con estructura de tubería tipo malla trenzado.
- ▶ Especializado para eliminar arrugas profundas.
- ▶ Gran efecto voluminizador

▶ Área de aplicación

Pliegue nasolabial, patas de gallo, l línea de marioneta, frente, glabella, nariz

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	23G	60mm	6-0	40mm	○		○	
				30mm	○		○	
				25mm	○		○	
	21G	60mm	6-0	40mm	○		○	
				30mm	○		○	
				25mm	○		○	




STARLINE RHINO

- ▶ Hilo Espiculado 360
- ▶ Rinomodelacion simple no quirúrgica.
- ▶ Elevación de la punta y el dorso de la Nariz.

▶ Área de aplicación

Nos punta y puente

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	38mm	3-0	50mm	○			
	21G	60mm	0	80mm	○	○	○	
		60mm		70mm	○	○	○	
	18G	50mm	2	70mm	○	○	○	
		38mm		50mm	○	○	○	



STARLINE NANO

- ▶ Hilo delgado, Espiculado 360 en forma de tornillo alrededor de la aguja.
- ▶ Efecto elevación de cejas, mejillas, mandíbula.

▶ **Área de aplicación**

área de los ojos

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
Sharp	25G	60mm	5-0	185mm	○			
		38mm		136mm	○			




STARLINE CANNULA L

- ▶ Hilo espiculado 360 repasa y apoya el tejido de la piel en varias direcciones.
- ▶ Resultado a largo plazo y un anclaje eficaz y suave.

▶ **Área de aplicación**


Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	90mm	3-0	165mm	○	○	○	
		60mm		115mm	○	○	○	
	21G	90mm	2-0	165mm	○	○	○	
		60mm		115mm	○	○	○	
	19G	100mm	0	175mm	○	○	○	
	18G	100mm	2	155mm	○	○	○	



STARLINE CANNULA W

- ▶ Hilo espiculado 360 repara y apoya el tejido de la piel en varias direcciones.
- ▶ Resultado a largo plazo y un anclaje eficaz y suave.
- ▶ **Área de aplicación**
Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula




TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	21G	90mm	2-0	145mm	○	○	○	
		80mm		90mm	○	○	○	
	19G	100mm	1	150mm	○	○	○	
	18G	100mm	2	155mm	○	○	○	



STARLINE CLL

- ▶ Hilo espiculado 360, Doublé cog, Extra largo
- ▶ Efecto lifting doble.
- ▶ En la cánula L
- ▶ **Área de aplicación**
Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula



TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	90mm	3-0	210mm	○		○	
		80mm		150mm	○		○	
	21G	90mm	2-0	210mm	○		○	
		80mm		150mm	○		○	
	19G	100mm	0	230mm	○		○	
	18G	100mm	2	230mm	○		○	




STARLINE CWL

- ▶ Hilo espiculado 360, Doublé cog, Extra largo
- ▶ Efecto lifting doble.
- ▶ En la cánula W

▶ Área de aplicación

Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	23G	90mm	3-0	210mm	○			
		60mm		150mm	○			
	21G	90mm	2-0	210mm	○			
		60mm		150mm	○			
	19G	100mm	0	230mm	○			
	18G	100mm	2	230mm	○			




STARLINE CSL

- ▶ Hilo espiculado 360, Doble cog, Extra Largo.
- ▶ En forma de tornillo.
- ▶ Efecto lifting doble.
- ▶ En la cánula L

▶ Área de aplicación

Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	60mm	3-0	240mm	○			
		38mm		188mm	○			





STARLINE ACL

- ▶ Hilo espiculado con 2 tipos de anclaje.
- ▶ Por su forma se nota menos después del procedimiento.
- ▶ Podría reducirse el dolor y la sensación incomoda.

▶ Área de aplicación

Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
L Type	23G	90mm	3-0	165mm	○			
		60mm		115mm	○			
	21G	90mm	2-0	165mm	○			
	19G	100mm	1	175mm	○			
	18G	100mm	2	175mm	○			





STARLINE ACW

- ▶ Dos tipos diferentes de dientes en un hilo
- ▶ Con canula tipo W
- ▶ Elevar y mantener
- ▶ Cómodo después del tratamiento (sin hoyuelos)

▶ Área de aplicación


Foxy Eyes, cara media, línea de la mandíbula

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	21G	90mm	2-0	145mm	○		○	
		60mm		90mm	○		○	
	19G	100mm	1	155mm	○		○	
	18G	100mm	2	155mm	○		○	



STARLINE COG MESH


- ▶ Hilo espiculado en combinación con una malla trenzada.
- ▶ Induce un crecimiento significativo de los tejidos circundantes a través de los poros
- ▶ Aumenta la resistencia a la tracción volumétrica 80 veces más fuerte.
- ▶ Permite el efecto más efectivo, seguro y duradero
- ▶ **Área de aplicación**
Cara media, Línea de la mandíbula, Papada, Foxy Eyes



TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	19G	100mm	1	155mm	○			
	18G	100mm	2	155mm	○			
L Type	19G	100mm	1	155mm	○			
	18G	100mm	2	155mm	○			

STARLINE M1

- ▶ Hilo (molding) fabricado con moldes para que las espículas tengan forma de cono.
- ▶ Bidireccional sin cortes en el hilo, lo que da una mayor consistencia.
- ▶ Mayor calibre para garantizar un procedimiento efectivo y seguro.
- ▶ Lifting de tejidos de mayor flacidez y peso.
- ▶ **Área de aplicación**
Cara media, Frente, Línea de la mandíbula, Papada, Foxy Eyes



TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PCLLA
W Type	19G	100mm	2	170mm	○
	18G	100mm		170mm	○
L Type	19G	100mm	2	195mm	○
	18G	100mm		195mm	○

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO
W Type	19G	100mm	3&4	170mm	○
	18G	100mm		170mm	○
L Type	19G	100mm	3&4	175mm	○
	18G	100mm		175mm	○


STARLINE M2

- ▶ Hilo (Molding) fabricado con moldes para que tenga forma de shark.(Tiburon)
- ▶ Bidireccional sin cortes en el hilo, lo que da una mayor consistencia.
- ▶ Mayor calibre para garantizar un procedimiento efectivo y seguro.
- ▶ Lifting de tejidos de mayor flacidez y peso.

Área de aplicación

Cara media, Frente, Línea de la mandíbula, Papada, foxy eyes

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	19G	100mm	3&4	170mm	○			
	18G	100mm	3&4	170mm	○			
L Type	19G	100mm	3&4	175mm	○			
	18G	100mm	3&4	175mm	○			





STARLINE TM1

- ▶ Hilo (Molding) técnica patentada de rotación 3D 360
- ▶ Durabilidad mas prolongada y equilibrada.
- ▶ Nivel de fuerza y tracción creada por las poderosas proyecciones tridimensionales.

Área de aplicación

Cara media, Frente, Línea de la mandíbula, Papada, Foxy Eyes


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	18G	100mm	3&4	170mm	○			
			2			○		
	17G	100mm	2	170mm		○		



STARLINE TM3

- ▶ Hilo (Molding) técnica patentada de rotación 3D 360
Cono de 1 solo lado.
- ▶ Durabilidad mas prolongada y equilibrada.
- ▶ Nivel de fuerza y tracción creada por las poderosas proyecciones tridimensionales.
- ▶ **Área de aplicación**
Cara media, Línea de la mandíbula, Papada, Foxy Eyes


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	18G	100mm	2	170mm		○		
	17G	100mm	2	170mm		○		



STARLINE TM5

- ▶ Hilo (Molding) técnica patentada de rotación 3D 360
Cono de un lado mas grande.
- ▶ Durabilidad mas prolongada y equilibrada.
- ▶ Nivel de fuerza y tracción creada por las poderosas proyecciones tridimensionales.
- ▶ **Área de aplicación**
Cara media, Frente, Línea de la mandíbula, Papada, Foxy Eyes


TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	HA
W Type	18G	100mm	2	170mm		○		
	17G	100mm	2	170mm		○		






02
HILOS
POR EMPAQUE

STARLINE DOUBLE ARM





- ▶ Hilo espiculado 360. Doble aguja punta roma.
- ▶ Resultado a largo plazo y un anclaje eficaz y suave.
- ▶ Repara y apoya el tejido de la piel en varias direcciones.

- ▶ **Área de aplicación**
papada, frente




TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
Blunt	21G	100mm	0	300mm	○	○	○	○
		120mm		420mm	○	○	○	○
	19G	100mm	0	300mm	○	○	○	○
		50mm		200mm	○	○	○	○

STARLINE DOUBLE ARM M1





- ▶ Hilo (molding) Doble aguja punta roma.
- ▶ fabricado con moldes para que las espículas tengan forma de cono.
- ▶ Bidireccional sin cortes en el hilo, lo que da una mayor consistencia.

- ▶ **Área de aplicación**
papada, frente



TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
Blunt	19G	120mm	0	420mm	○			
		120mm		320mm	○			
		100mm		320mm	○			


STARLINE VA



- ▶ Hilo espiculado 360. Doble Cánula L.
- ▶ Resultado a largo plazo y un anclaje eficaz y suave.
- ▶ Repara y apoya el tejido de la piel en varias direcciones.

- ▶ **Área De Aplicación**
Doble Mentón, Frente

TIPO DE AGUJA	CALIBRE AGUJA	TAMAÑO AGUJA	USP	HILO (MM)	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
L Type	26G	50mm	4-0	105mm	○			
				85mm	○			
	23G	50mm	2-0	105mm	○			
				85mm	○			
	19G	120mm	1	185mm	○			
				100mm	145mm	○		







PATENTE

NÚMERO DE REGISTRO	TÍTULO
10-2020-0054027	Hilo para cara con aguja y cánula.
10-2021-0072248	Patente de un dispositivo de infección tipo pistola.
10-2021-0072243	Patente de una jeringa tipo tubo que inyecta un químico en un método de plegado
10-2018-0123430	Para mejorar la función sexual certificado de patente para fabricación certificado para método de fabricación de hilo médico.
10-2017-0145176	Método de fabricación de sutura y patente de sutura.
10-2020-0141097	Patente para dispositivo médico de inserción de hilos con mayor facilidad de procedimiento.
10-2019-0157402	Para mejorar el método de fabricación de la función sexual de la patente de hilo médico.
10-2017-0145172	Método de fabricación de sutura y patente de sutura.
3011747460000 Y 6 adicionales	Patente de diseño de 7 cajas de hilo médico.
10-2020-0058097	Patente de un hilo médico para sujetar cara a cara reforzado.
10-2020-0118546	Certificado de patente para el método de fabricación de hilo médico retorcido.
10-2020-0128238	Patente de un hilo médico que incluye malla y su método de fabricación.
30-2020-0021039	Patente de diseño de banda de rodadura médica.
30-2020-0021040	Patente de diseño de banda de rodadura médica.
30-2020-0021041	Patente de diseño de banda de rodadura médica.



CONTÁCTANOS

-  +57 319 3382967
-  drliftcompany@gmail.com
-  [@drlift.co](https://www.instagram.com/drlift.co)
-  www.drlift.co

